

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mitofusina 2 (Mfn2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O95140

Número de artículo: CM0018424



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad dirigido a la Mitofusina 2 (MFN2) humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de dinámica mitocondrial, fusión y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mitofusina 2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusina 2
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	9927
ID del Gen	9927
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-260 de la Mitofusina 2 humana (NP_055689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95140
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo