

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mki67 Para If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Número de artículo: CM0031077

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ki-67 de ratón (Mki67), validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación de proliferación celular y oncología en aplicaciones de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Mki67
Observaciones/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1816-2163 de Mki67 de ratón (NP_001074586.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	E9PVX6
Peso de la proteína	350 kDa
Envío	Bolsa de hielo