

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mkks Para Wb Y Elisa - Q9Npj1

Número de artículo: CM0021403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MKKS humano (BBS6) para Western blot y ELISA. Reconoce una chaperona molecular de 62 kDa implicada en el ensamblaje del BBSoma y la ciliogénesis. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MKKS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8195
ID del gen	8195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-570 de MKKS humano (NP_740754.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NPJ1
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo