


Anticuerpo Policlonal Anti-Mkl1 Para Wb, Elisa - Q969V6

Número de artículo: CM0018318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MKL1 humano (MRTF-A, MAL). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación génica del citoesqueleto, la migración celular y la transcripción mediada por SRF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MKL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57591
ID del Gen	57591
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de MKL1 humano (NP_065882.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969V6
Peso de la Proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo