


Anticuerpo Policlonal Anti-Mkl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969V6

Número de artículo: CM0028678



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MKL1 humano (MRTF-A/MAL/BSAC) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta MKL1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en regulación génica del citoesqueleto y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-MKL1
Observaciones/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57591
GeneID	57591
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de MKL1 humano (NP_065882.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969V6
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo