

Anti-Mkl2 (Mrtfb) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Ulh7

Número de artículo: CM0016867

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra MKL2 (MRTFB) humano recombinante. Validado para Western blot (118 kDa) y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Útil para la investigación sobre la coactivación de SRF y el desarrollo muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MKL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MKL2; MRTF-B; NPD001
Especie	Humano
GeneID (humano)	57496
GeneID	57496
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-300 de MKL2 humano (NP_054767.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULH7
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo