


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mkln1 Para Wb Y Elisa - Q9UI63

Número de artículo: CM0018438



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MKLN1 humano (Muskelin, TWA2), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el complejo CTLH, la extensión celular y la señalización de THBS1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MKLN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TWA2; MKLN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4289
ID de Gen	4289
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 436-735 de MKLN1 humano (NP_037387.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UL63
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo