


Anticuerpo Policlonal Anti-Mknk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bub5

Número de artículo: CM0024320



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MKNK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MKNK1 de humano, ratón y rata, una quinasa que regula la traducción mediante la fosforilación de EIF4E en respuestas al estrés y a citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MKNK1
Observaciones/Alias	MNK1; MKNK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 374-465 de MKNK1 humano (NP_003675.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUB5
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo