

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mkp1 Para Wb, Elisa - P28562

Número de artículo: CM0023303



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MKP1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta MKP1 humano y de ratón. Inmunógeno recombinante dentro de los aminoácidos 267-367. Ideal para el estudio de la señalización de MAP cinasas y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | MKP1 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Notas/Alias                   | HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10                                                                                  |
| Especie                       | Humano                                                                                                            |
| ID genético                   | 1843                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 267-367 del MKP1 humano (NP_004408.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                     |
| SWISS                         | P28562                                                                                                            |
| Peso molecular de la proteína | 39kDa                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                    |