

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mkrn3 Para Wb Y Elisa - Q13064

Número de artículo: CM0023240

Introducción

El pAb de conejo anti-MKRN3 es un anticuerpo policlonal derivado de conejo que reconoce la ligasa de ubiquitina E3 MKRN3 humana. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Para investigaciones sobre el momento de la pubertad y vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MKRN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPPB2; D1559; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7681
GeneID	7681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del MKRN3 humano (NP_005655.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13064
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo