

Anticuerpo Policlonal Anti-Mks1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Número de artículo: CM0030509

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MKS1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Proteína de 65 kDa. Ideal para estudios de cilios y ciliopatías. – Q9NXB0

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MKS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54903
GeneID	54903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-300 del MKS1 humano (NP_060247.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXB0
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo