

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mld Para Wb, Elisa - O15121

Número de artículo: CM0003347

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la esfingolípidio delta(4)-desaturasa DES1 humana (MLD/DEGS1) para WB y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo lipídico y la leucodistrofia. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8560
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de MLD humana (NP_003667.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15121
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo