


Anticuerpo Policlonal Anti-MLF1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Número de artículo: CM0028752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MLF1 para WB, IF/ICC, ELISA, que reconoce MLF1 humano y de ratón. MLF1 regula el compromiso de linaje hematopoyético, el ciclo celular y la diferenciación. Adecuado para estudios de leucemia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4291
GeneID	4291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-268 de MLF1 humano (NP_071888.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P58340
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo