


Anticuerpo Policlonal Anti-MLF1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Número de artículo: CM0013101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MLF1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del factor de leucemia mieloide 1 en la diferenciación hematopoyética, la regulación del ciclo celular y la función de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MLF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4291
GeneID	4291
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-268 de MLF1 humano (NP_071888.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58340
Peso Molecular de la Proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo