

Anticuerpo Policlonal Anti-MLF2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15773

Número de artículo: CM0016335

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MLF2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta MLF2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en leucemia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NTN4; MLF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8079
GeneID	8079
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-65 del MLF2 humano (NP_005430.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15773
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo