


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mlh1 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P40692

Número de artículo: CM0007159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón validado por KO contra la proteína de reparación de errores de emparejamiento del ADN humano Mlh1 (MLH1), adecuado para Western blot y ELISA. Objetiva un componente clave del MMR implicado en la investigación del cáncer colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MLH1 Ratón mAb
Observaciones/Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51; H1
Especie	Ratón
GeneID	4292
Inmunógeno	Proteína recombinante de MLH1 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40692
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo