

Anticuerpo Monoclonal Anti-MLh3 Para Wb, Elisa - Q9Uhc1

Número de artículo: CM0004492

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra MLH3 humano (proteína de reparación de desajustes de ADN MLh3). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra humano y ratón. Ideal para investigación en reparación de ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLH3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	HNPCC7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27030
GeneID	27030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1190-1389 de MLH3 humano (NP_001035197.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UHC1
Peso de la Proteína	164kDa
Envío	Bolsa de hielo