

Anticuerpo Monoclonal Anti-MLKL Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q8Nb16

Número de artículo: CM0010885



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra MLKL humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta MLKL humano y de ratón, un mediador de la necroptosis de 54 kDa. Ideal para la investigación de la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de ratón contra MLKL
Observaciones/Alias	hMLKL
Especie	Humano
GeneID (humano)	197259
GeneID	197259
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintetizado derivado de MLKL humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8NB16
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo