

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-MLkl Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Número de artículo: CM0011895



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MLKL humano (hMLKL) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en necroptosis y muerte celular programada. Peso proteico 54kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MLKL
Observaciones/Alias	hMLKL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	197259
GeneID	197259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 369-471 de MLKL humano (NP_689862.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NB16
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo