


Anticuerpo Policlonal Anti-MLKL De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9D2Y4

Número de artículo: CM0026889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MLKL de ratón (proteína similar al dominio de quinasa de linaje mixto), validado para aplicaciones de WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con MLKL humano. Ideal para estudios de necroptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLKL Conejo pAb
Observaciones/Alias	9130019I15Rik; MLKL
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	197259
ID Gen	74568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-53 de MLKL de ratón (Q9D2Y4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9D2Y4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo