

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MLkl - Q8Nb16

Número de artículo: CM0023728



Introducción

MLKL Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a MLKL humano (~54 kDa). Es aplicable para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de necroptosis y muerte celular programada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLKL Rabbit pAb
Notas/Alias	hMLKL; MLKL
Especie	Humano
ID del gen	197259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 369-471 de MLKL humano (NP_689862.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB16
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo