


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MLL5/Kmt2E Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

Número de artículo: CM0028702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MLL5 (KMT2E) humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con MLL5 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de hematopoyesis, ciclo celular y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Especie	Humano
GeneID	55904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-500 de MLL5 humano (NP_06152.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZD2
Peso molecular de la proteína	205kDa
Envío	Bolsa de hielo