

Anticuerpo Policlonal Anti-MLL1/ENL Para Wb Y Elisa - Q03111

Número de artículo: CM0022966



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MLLT1/ENL humano, un lector de cromatina de dominio YEATS. Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de cromatina y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLLT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4298
ID de Gen	4298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-270 de MLLT1 humano (NP_005925.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03111
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo