

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mllt3/Af9 Para Wb, Elisa - P42568

Número de artículo: CM0005596



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MLLT3/AF9 de alta calidad validado para WB y ELISA. Específico para MLLT3/AF9 humano, un lector de cromatina del complejo de superelongación esencial para la regulación de la transcripción y el mantenimiento de las células madre hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Anti-MLLT3/AF9 de conejo
Observaciones/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4300
GeneID	4300
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de MLLT3/AF9 humano (NP_004520.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42568
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo