


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mllt3/Af9 Para Wb Y Elisa - P42568

Número de artículo: CM0025649



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-MLLT3/AF9 detecta la proteína AF-9, un lector de cromatina en el complejo de superelongación. Adecuado para WB y ELISA en muestras humanas, apoya la investigación en epigenética y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLLT3/AF9 Rabbit pAb
Notas / Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4300
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la proteína humana MLLT3/AF9 (NP_004520.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42568
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo