


Anticuerpo Policlonal Anti-MLN Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12872

Número de artículo: CM0030170



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-MLN producido en conejo, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la promotilina humana y de ratón, una hormona secretada que regula la motilidad gastrointestinal. Ideal para la investigación gastrointestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLN Conejo pAb
Observaciones/Alias	MLN; motilina
Especie	Humano
GeneID (humano)	4295
GeneID	4295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-115 de la MLN humana (NP_002409.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P12872
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo