

Anticuerpo Policlonal Anti-Mlph Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Número de artículo: CM0025300

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MLPH (Melanofilina) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudios de transporte de melanosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLAC2-A; MLPH
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	79083
ID de gen	79083
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV36
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo