


Anticuerpo Policlonal Anti-MLST8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bvc4

Número de artículo: CM0014603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MLST8 (GbetaL/mLST8), una subunidad de mTORC1 y mTORC2; validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de nutrientes y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLST8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8
Especie	Humano
ID de Gen	64223
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 del MLST8 humano (NP_001186103.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BVC4
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo