


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MLst8 Para Wb Y Elisa - Q9Bvc4

Número de artículo: CM0016819



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido a MLST8 (GbetaL, mLST8), adecuado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. Reconoce la subunidad MLST8 del complejo mTOR, esencial para la señalización del crecimiento y la supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MLST8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [Validado por KD] MLST8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64223
GeneID	64223
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 de MLST8 humano (NP_001186103.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BVC4
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo