


Anticuerpo Policlonal Anti-Mlycd Para Wb, Elisa - 095822

Número de artículo: CM0021201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MLYCD humano (Malonil-CoA descarboxilasa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de ácidos grasos y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLYCD Conejo pAb
Observaciones/Alias	MCD; MLYCD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23417
GeneID	23417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-190 de MLYCD humano (NP_036345.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95822
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo