


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp1 Para Wb, Elisa - P03956

Número de artículo: CM0006753



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra MMP1 humano (colagenasa), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Reactivo clave para la investigación de degradación de la matriz extracelular y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo MMP1
Observaciones/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4312
GeneID	4312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-210 de MMP1 humano (NP_002412.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03956
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo