


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp1 Para Wb, Elisa - P03956

Número de artículo: CM0018522



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MMP1 humana (colagenasa intersticial). Validado para WB y ELISA; el inmunógeno abarca los aa 20-280. Ideal para la investigación de la degradación del colágeno y de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CLG; CLGN; MMP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4312
GeneID	4312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-280 de la MMP1 humana (NP_002412.1).
Fuente	Coelho
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P03956
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo