


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

Número de artículo: CM0026594



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP10 humano (Stromelisina-2, SL-2, STMY2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MMP10 pAb de conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | SL-2; STMY2; MMP10                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 4319                                                                                                                                 |
| GeneID              | 4319                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 237-476 de MMP10 humano (NP_002416.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P09238                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 54kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |