

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp11 Para Wb, Elisa - P24347

Número de artículo: CM0028467

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP11 humano (estromelisina-3, metaloproteinasa de matriz-11) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a los aminoácidos 239-488. Implicado en la progresión de malignidades epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Especie	Humano
GeneID (humano)	4320
GeneID	4320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 239-488 de MMP11 humano (NP_005931.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24347
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo