


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp12 Para Wb, If/Icc, Elisa - P39900

Número de artículo: CM0023831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MMP12 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la metaloelastasa de macrófagos, involucrada en la remodelación tisular y la elastólisis. Ideal para estudios de inflamación y MEC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MMP12
Observaciones/Alias	ME; HME; MME; MMP-12; MMP12
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4321
ID del Gen	4321
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 200-300 del MMP12 humano, NP_002417.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P39900
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo