


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mmp13 Para Wb, Elisa - P45452

Número de artículo: CM0008001



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MMP13 validado para WB, ELISA. Reconoce la MMP13 humana (colagenasa 3), SWISS P45452, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de degradación de la matriz extracelular y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP13 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
Especie	Humana
GeneID (humano)	4322
GeneID	4322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-272 de la MMP13 humana (NP_002418.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P45452
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo