


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Número de artículo: CM0002750



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra MMP13 humano (colagenasa 3). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios de degradación de la matriz extracelular, desarrollo óseo e invasión del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP13 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13
Especie	Humano
GeneID	4322
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de MMP13 humano (P45452))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P45452
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo