


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp14 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P50281

Número de artículo: CM0025669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP14 validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA en humano y ratón. Detecta una metaloproteinasa de matriz de tipo membrana de 66 kDa implicada en la remodelación de la MEC y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP14 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4323
GeneID	4323
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 21-538 de MMP14 humana (NP_004986.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50281
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo