


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P50281

Número de artículo: CM0003304



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a MMP14/MT1-MMP humano, validado para WB, IHC-P, FC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP14/MT1-MMP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4323
ID del gen	4323
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de MMP14 humano (P50281)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50281
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo