


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para If/Icc, Elisa - P50281

Número de artículo: CM0016091



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP14/MT1-MMP humano, validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la degradación de la matriz extracelular, la migración celular, la angiogénesis y los mecanismos de invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MMP14/MT1-MMP
Observaciones/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4323
GeneID	4323
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 75-174 de MMP14/MT1-MMP humano (NP_004986.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P50281
Peso Molecular de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo