


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50281

Número de artículo: CM0030110



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MMP14/MT1-MMP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con MMP14 humano, de ratón y de rata, adecuado para investigar la colagenólisis, la migración celular y las vías de señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4323
GeneID	4323
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50281
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo