


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp16 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51512

Número de artículo: CM0016509



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MMP16 humano (MT3-MMP), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. El objetivo es una metaloproteinasas de matriz de tipo membrana implicada en la degradación de la matriz extracelular y la remodelación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MMP16
Observaciones/Alias	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Especie	Humano
GeneID (humano)	4325
GeneID	4325
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-565 de MMP16 humano (NP_005932.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P51512
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo