


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp2 Para Wb Y Elisa - P08253

Número de artículo: CM0006484



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MMP2 humano (colagenasa tipo IV de 72 kDa, gelatinasa A, CLG4), validado para WB y ELISA. Detecta MMP2 humano, de ratón y de rata. Uso en investigación de angiogénesis, invasión tumoral y remodelación de la matriz.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MMP2 Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | CLG4; MMP2                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 4313                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-660 del MMP2 humano (NP_004521.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P08253                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 74 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |