


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Número de artículo: CM0029299



Introducción

El pAb de conejo MMP2 de CamelBio (P08253) es un anticuerpo policlonal adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta MMP2 humano, de ratón y de rata; ideal para la investigación de angiogénesis, remodelación tisular e invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Especie	Humano
ID de Gen	4313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-660 del MMP2 humano (NP_004521.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08253
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo