


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Número de artículo: CM0014797



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra MMP2 detecta MMP2 humano, de ratón y de rata, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para el estudio de la angiogénesis, la invasión tumoral y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4313
ID del gen	4313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-280 de la MMP2 humana (NP_004521.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08253
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo