

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp20 Para Wb, Elisa - O60882

Número de artículo: CM0029160



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MMP20 validado para WB y ELISA, reacciona con Humano, Ratón, Rata. El objetivo es la metaloproteína del esmalte implicada en la formación del esmalte dental. Ideal para la investigación dental y esquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AI2A2; MMP-20; MMP20
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-310 del MMP20 humano (NP_004762.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60882
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo