

Anticuerpo Policlonal Anti-Mmp25 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Número de artículo: CM0022553

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP25 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de proteasas y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP25 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Especie	Humano
ID del Gen	64386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-539 de MMP25 humano (NP_071913.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPA2
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo