

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp25 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Número de artículo: CM0027427

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MMP25 humano (MT6-MMP/leucolisina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 350-540). ~63 kDa. Para investigación en cáncer y leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MMP25
Observaciones/Alias	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64386
GeneID	64386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-540 de MMP25 humano (NP_071913.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPA2
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo