

Anticuerpo Policlonal Anti-Mmp3 Para Wb, Elisa - P28862

Número de artículo: CM0028979

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP3 (Estromelisina-1) para aplicaciones de WB y ELISA. Reconocimiento de la MMP3 de ratón con un peso proteico de 54 kDa. Adecuado para investigación sobre degradación de la matriz extracelular e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	MMP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4314
GeneID	17392
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 385-477 de la MMP3 humana (NP_034939.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P28862
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo