


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número de artículo: CM0018145



Introducción

MMP3 Conejo pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Dirigido a estromelisina-1, una metaloproteinasa de matriz clave en la remodelación de la MEC, inflamación e inmunidad antiviral. Ideal para investigación en cáncer y artritis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4314
GeneID	4314
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08254
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo